

Born free™

Frei von Bisphenol A

**Patentiertes Ventilsystem
Keine Luftblasen
Kein Vakuum**



Minimiert die bekannten Ursachen von Koliken

Vermindert das Risiko einer Mittelohrentzündung

Ein Trinksystem für alle Babyflaschen und Trink(lern)flaschen

Kunststoff ohne Bisphenol A

Babyflaschen von **BornFree** aus Polyamid (PA) und die Trink(lern)flaschen aus Polypropylen (PP) enthalten kein Bisphenol A. Bisphenol A (BPA) ist eine Chemikalie mit östrogenen Wirkung, die z.B. in Polycarbonat (PC) enthalten ist. Auf die Gesundheitsgefahr dieser hormonähnlichen Substanz wird in mehr als 100 Studien hingewiesen: Schon in kleinsten Mengen kann BPA die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, das Erbgut verändern und die Gehirnfunktion schädigen. Bisphenol A wirkt auf den Körper wie das weibliche Hormon Östrogen. Babys reagieren sehr empfindlich auf geringste Hormoneinflüsse, da deren Hormonsystem noch nicht ausgereift ist. Säuglinge befinden sich ausserdem in einer Wachstumsphase, die stark hormongesteuert ist. Ihr Körper kann nicht zwischen echten und hormonähnlichen Substanzen wie Bisphenol A unterscheiden.

Einzigartig: Bornfree bietet als einziger Hersteller Babyflaschen, Trinksystem

Trinkflaschen und Trinklernflaschen mit dem gleichen Ventileinsatz an (s. Abb.), der einen natürlichen Nahrungsmittelfluss mit minimalem Vakuum gewährleistet und dafür sorgt, dass Ihr Baby seine Trinkgewohnheiten nicht ändern muss.

Das neuartige Ventilsystem garantiert zudem einen gleichmäßigen Trinkfluss, wie es das Baby vom Stillen her gewohnt ist. Dadurch wird die Kombination von Stillen und Flaschennahrung erleichtert und das Abstillen wirksam unterstützt.



WOT
world of trends GmbH


Sauger, die nicht zusammenfallen

Die weichen **BornFree** - Sauger ermöglichen Ihrem Baby einen entspannten Saugvorgang, da sich in den Saugern kein Vakuum bilden kann. Die Saugerform ist der Brustwarze nachempfunden – Form und Grösse erleichtern somit die Umgewöhnung von der Brust zur Flasche.

Geringeres Risiko von Mittelohrentzündungen




Das einzigartige Ventilsystem reduziert das Vakuum in der Flasche auf ein Minimum und lässt auch in den Saugern kein Vakuum entstehen. Wenn sich in einer Babyflasche ein Vakuum bildet, ist das Baby gezwungen, stärker zu saugen, um den Milchfluss zu erreichen.

Dieses übernatürlich starke Saugen kann einen negativen Druck im Mittelohr verursachen und schädliche Flüssigkeit entlang der Eustachischen Röhre ins Mittelohr ziehen. Medizinische Studien haben bestätigt, dass dieser Druck einentscheidender Faktor bei der Entstehung einer Mittelohrentzündung ist



Ventilsystem

In einer aktuellen, unabhängigen Studie wurden Babyflaschen führender Hersteller hinsichtlich der Höhe des Vakuums (Unterdruck) untersucht. Je stärker das Vakuum ist, desto schwieriger ist es für ihr Baby, die Nahrung aufzunehmen. Die **BornFree**-Babyflasche hat erwiesenermassen das niedrigste Vakuum.




































Produkte 2009

ohne Bisphenol A (BPA)

Patentiertes Ventilsystem, keine Luftblasen, kein Vakuum

Minimiert die bekannten Ursachen von Koliken, vermindert das Risiko einer Mittelohrentzündung



Flaschen	Flaschen/Sauger	Trinklernflaschen	Trinkflaschen	Nuggy	Zubehör	Set's
<p>Polyamid ohne BPA mit Silikonsauger Gr.1</p> <p>10001 Weithals 160 ml</p> 	<p>Glas / Silikon mit Silikonsauger Gr.1</p> <p>10006 Glas Weithals 160ml</p> 	<p>*Training Cup*, 220ml, ab 6 Mt. mit Handgriffen + weichem Sauger</p> <p>40001O organe 40001B blau</p> 	<p>*Drinking Cup*, 290ml, ab 9 Mt. mit Handgriffen + hartem Sauger</p> <p>40002O organe 40002B blau</p> 	<p>2er Pack Tag und Nacht bis 6 Monate, ab 6 Monaten</p> <p>70007BG blau, gürn 70007BO blau, orange</p>  <p>70007OG orange, grün 70007OP orange, violett</p>  <p>70008BG blau, gürn 70008BO blau, orange</p>  <p>70008OG orange, grün 70008OP orange, violett</p> 	<p>Reinigungsbürsten Set Mikrowellensterilisator</p> <p>30001 1x Flaschen und Sauger</p>  <p>60001 Mikrowellensterilisator für 4 Flaschen und Zubehör</p>  <p>70002 Brust Pumpen Adapter</p>  <p>70003 2x Deckel</p>  <p>70004 2x Drehverschluss</p>  <p>70005 2x Ventilsystem</p>  <p>70006 4x Tropfverschluss</p> 	<p>Geschenkset Starterset</p> <p>50001 Geschenkset 1x 260ml, 3x 160ml 1x Trinklernflasch 2x Sauger Grösse 2</p>  <p>60002 Starterset 1x 260ml, 3x 160ml, 2x Gr. 2 1x Sterilisator, 1x Nuggy 1x Reinigungsbürstensen</p>  <p>30005Y 2x Silikonbreisauger Y</p> 
<p>10002 2x Weithals 160 ml</p> 	<p>10008 Glas Weithals 260ml</p> 	<p>40001G grün 40001Y gelb</p> 	<p>40002G grün 40002Y gelb</p> 			
<p>10003 Weithals 260 ml</p> 	<p>20001 2x Silikonsauger Gr. 1 ab Geburt</p> <p>20002 2x Silikonsauger Gr. 2 ab 3 Monaten</p> <p>20003 2x Silikonsauger Gr. ab 6 Monaten</p> <p>20005 2x Silikonsauger Multiflow ab 3 Monaten</p>	<p>20010O 2 x organe 20010B 2 x blau</p>  <p>20010G 2 x grün 20010Y 2 x gelb</p> 	<p>20011O 2 x organe 20011B 2 x blau</p>  <p>20011G 2 x grün 20011Y 2 x gelb</p> 			
<p>10004 2x Weithals 260 ml</p> 	<p>20004 2x Silikonbreisauger Y</p> 	<p>Handgriffe, für alle Flaschen verwendbar</p> <p>30005O 2 x organe 30005B 2 x blau 30005G 2 x grün 30005Y 2 x gelb</p> 				

Sämtliche Zubehörteile wie Handgriffe, Silikonsauger, weiche und harte Sauger sind auf alle Weithals-, Trinklern- und Trinkflaschen verwendbar.